

Kéruvé est une solution efficace pour les problèmes de désorientation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Il permet à la famille de récupérer son proche perdu et incapable de revenir au domicile, ou d'être averti d'un franchissement d'une zone un peu trop éloignée de la maison.



Pourquoi Kéruvé pourrait être d'une grande aide:

Il évite qu'il se perde

Avec Kéruvé, il est très facile de le retrouver en cas de désorientation.

Il aide à maintenir son autonomie

Vous lui permettez de continuer à se promener et de sociabiliser avec d'autres personnes.

C'est une tranquillité pour la famille

Si le proche a du retard, la famille peut voir où il se trouve et aller à sa rencontre si nécessaire.

Il améliore la qualité de vie

Il réduit le stress du soignant et de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Fonctionnement

Kéruvé comprend une montre discrète avec une fermeture de sécurité pour la personne avec Alzheimer et d'un récepteur portable pour la famille.

En appuyant simplement sur une touche, la famille peut le localiser rapidement, sans limite de distance et sans intermédiaire.



Pourquoi choisir Kéruvé ?

Il est discret. Comme il ressemble à une montre, Kéruvé passe inaperçu et il est très bien accepté par les personnes avec Alzheimer. Différents modèles sont disponibles, pour hommes et pour femmes.

Il est sûr. Il est utilisé par des milliers de familles dans le monde entier: Il permet de fixer des périmètres de sécurité et comprend 4 systèmes de positionnement pour plus de sécurité. La batterie a une autonomie de 2 jours.

Il est facile d'utilisation. Il est livré avec un récepteur portable, très simple à utiliser.

Pourquoi notre entreprise ?

VISION SYSTÈMES DE LOCALISATION existe depuis 2004 et elle est la créatrice du système de localisation Kéruvé. En 2009 est créée la filiale française qui est basée à Labège (Toulouse).

Le kéruvé est un système de localisation complet, rien a été laissé au hasard, tout a été étudié minutieusement, la problématique du soignant et le comportement de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, afin de vous offrir toujours la solution la mieux adaptée. Le localisateur Kéruvé peut être mis à jour dès qu'une nouvelle version améliorée est réalisée.

La montre peut être localisée de plusieurs façons (récepteur, ordinateur et téléphone portable) et par plusieurs personnes où qu'elles soient. Le récepteur est très simple à utiliser et il est spécialement conçu pour les conjoints des personnes atteintes d'Alzheimer qui ne possèdent pas d'ordinateur ou de téléphone avec Internet.

Dans certain cas, une aide financière est accordée par le conseil général, n'hésitez donc pas à nous contacter et demander votre devis si vous demandez une aide financière auprès de l'APA, de la MDPH ou d'un autre organisme.

Un service après-vente est à votre disposition pour toutes demandes d'informations complémentaires.

En cas de non utilisation, le Kéruvé pourra être revendu, après une révision complète du dispositif par nos services, à une résidence ou à un autre particulier ayant le même besoin.

Spécifications

Montre Kéruvé

- Dimensions : 38 x 45 x 16 mm. Poids : 36g.
- 4 systèmes de positionnement (précision <2.5m),
- V-Indoor (pré.10-40m), V-Cellid (pré.200-500m), T-GSM (pr.200-1500m).
- Communication avec le récepteur au travers du réseau de téléphonie mobile.
- Envoi d'alarme si la montre est en-dehors de la zone de sécurité configurée.
- Bracelet réglable.
- Fermeture de sécurité.
- Résistante à l'eau et aux coups.
- Différents modèles.
- Batterie : Lithium-Ion rechargeable avec chargeur fournis.
- Possibilité de localiser avec Iphone, android, ordinateur...
- Autonomie : 2 jours – 2,5 jours.

Récepteur Kéruvé

- Dimensions : 138 x 85 x 18mm. Poids : 141g.
- Ecran tactile pour une lecture facile.
- 4 systèmes de positionnement (précision <2.5m),
- V-Indoor (pre.10-40m), V-Cellid (pre.200-500m), T-GSM (pre.200-1500m).
- Communication avec la montre à travers du réseau de téléphonie mobile.
- Système de localisation proche.
- Portable avec design ergonomique.
- Configuration de zones de sécurité.
- Alarme visuelle et sonore si la montre est en-dehors de la zone de sécurité configurée.
- Batterie : Lithium-Ion avec chargeur fournis.
- Autonomie : 2 jours.

Information technique : Le moyen de communication entre le récepteur et la montre est le réseau de téléphonie mobile, il n'existe donc **pas de limite de distance** avec le kéruvé. Kéruvé possède une petite batterie et il se recharge comme un téléphone portable (tous les deux jours durant 4heures).

